

English

日本語

中文



# Lux+

User Manual

# Table Of Contents

Product description.....	1
How Intense Pulsed Light (IPL) works?.....	2
1、 For hair removal.....	2
2、 For skin rejuvenation.....	2
Contraindication.....	3
1、 General conditions.....	3
2、 Medications/History.....	3
3、 Disorders.....	4
4、 Skin condition.....	4
5、 Areas.....	5
Important notes.....	5
1、 Warning.....	5
2、 Care for the device.....	6
3、 Caution.....	6
Course of treatment.....	7
1、 After 1st treatment (Week 0).....	7
2、 After 2-3 treatments (Week 2 & Week 4).....	7
3、 After 4-5 treatments (Week 6 & Week 8).....	7
Before use.....	7
1、 Get your skin ready.....	7
2、 Skin test.....	8


3、 Hair test.....	8
While use.....	8
1、 Selecting the right intensity.....	8
2、 Handling the device.....	10
3、 Recommended treatment schedule.....	10
Initial phase.....	13
Touch-up phase.....	11
After use.....	11
1、 After care.....	11
2、 Common reactions.....	11
3、 Rare side effects.....	11
Cleansing and storage.....	12
Specifications.....	12
Frequently asked question.....	12

# Product Description



HD display

Integrated safety system






Light exit window

Flash button

On/off button

Air vents




Adapter


# How Intense Pulsed Light (IPL) works?

## 1. For hair removal

- With IPL technology, gentle pulses of light with wavelength between 500nm-1200nm are applied to the skin and absorbed by the hair root. The darker the hair, the better the pulses of light are absorbed.



- The Lux+ high-intensity light pulses that cause hair follicles to shed naturally, leaving behind silky smooth skin.



## 2. For skin rejuvenation


- The Lux+ high-intensity light pulses works on skin and stimulates regeneration of collagen and elastic fiber, meanwhile, photothermal effect improves blood vessels' function. Thus results of skin rejuvenation and wrinkle reduction are achieved.



# Contraindication

## 1. General conditions

- Never use the device if you have dark skin. Check the skin tone table below to see if your skin type allows usage of the device.



- The Lux+ is not effective if your hair color is light blond, grey, red or white. Check the hair color table below to see if your hair color allows usage of the device.



- Never use the device if you are pregnant or breastfeeding.
- Never use the device if you have any active implants.

## 2. Medications/History

- Never use the device if you take any of the medications listed below:
  - ① If your skin is currently being treated with or has recently been treated in the past week with Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), BetaHydroxy Acids (BHAs), topical isotretinoin and azelaic acid.
  - ② If you have taken any form of isotretinoin Accutane or Roaccutane in the last six months. This treatment can make skin more susceptible to tears, wounds and irritations.
  - ③ If you are taking photosensitizing agents or medications, check the package insert of your medicine and never use the device if it is stated that it can cause photo-allergic reactions, photo-toxic reactions or if you have to avoid sun when taking this medicine.

ⓐ If you take anticoagulation medications, including heavy use of aspirin, in a manner which does not allow for a minimum 1-week washout period prior to each treatment.

• Never use the device:

ⓐ If you have received radiation therapy or chemotherapy within the past 3 months.

ⓑ If you are on painkillers which reduce the skin's sensitivity to heat.

ⓒ If you take immunosuppressive medications.

ⓓ If you have had surgery in the areas to be treated in the last 3 weeks.

### 3. Disorders

• Never use the device:

ⓐ If you have diabetes or other systemic or metabolic diseases.

ⓑ If you have congestive heart disease

ⓒ If you have a disease related to photosensitivity.

ⓓ If you have a history of collagen disorder.

ⓔ If your skin is sensitive to light and easily develops a rash or an allergic reaction.

ⓕ If you have a skin disease such as active skin cancer, you have a history of skin cancer or any other localized cancer in the areas to be treated.

ⓖ If you have a history of vascular disorder.

ⓗ If you have any bleeding disorder.

ⓘ If you have a history of immunosuppressive disease.

### 4. Skin condition

• Never use the device:

ⓐ If you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex (cold sores), wounds or lesions and hematomas in the areas to be treated.

ⓑ On irritated (red or cut), sunburned, recently tanned or fake-tanned skin.

ⓒ On the following areas without consulting your doctor first: moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars and skin anomalies. This can result in a burn and a change in skin color, which makes it potentially harder to identify skin-related diseases.

ⓓ On following areas: warts, tattoos or permanent make-up.

## 5.Areas

- Never use the device on the following areas:

- ① Around the eyes or near the eyebrows
- ② On the lips, nipples, areolas, labia minora, vagina, anus and the inside of the nostrils and ears.
- ③ Men must not use the device on the face and neck including all beard-growing areas, nor on the whole genital area.
- ④ On areas where you use long-lasting deodorants.
- ⑤ Over or near anything artificial like silicone implants, subcutaneous injection ports (for instance an insulin dispenser) or piercings.

**⚠ If you are not sure whether you can use the device, please consult your doctor.**

## Important notes

### 1.Warning

- Never use the device:

- ① Keep the device and the adapter dry.

If the device is broken, do not touch any inner part to avoid electric shock.

- ② Water and electricity are a dangerous combination. Do not use this appliance in wet surroundings
- ③ This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the device by a person responsible for their safety.
- ④ Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- ⑤ The device is not intended for children under the age of 15 years.
- ⑥ Always check the device before you use it. Do not use the device or adapter if it is damaged
- ⑦ Do not use the device if the light exit window is broken.
- ⑧ Do not modify or cut off any part of the adapter or the cord, as this causes a hazardous situation.



- ④ If you have a dark-colored skin, be careful with treating a darker area immediately after a lighter area.
- ④ The light exit window can become very hot after use. Do not touch the inner part of the light exit window before it has cooled down.

## 2.Care for the device

- ④ Make sure that nothing obstructs the airflow through the ventilation slots of the device.
- ④ Never subject the device to heavy shocks and do not shake or drop it.
- ④ If you take the device from a very cold environment to a very warm environment or vice versa, wait approximately 3 hours before you use it.
- ④ Store the device in a dust free and dry place.
- ④ Do not expose the device to temperatures lower than 15 C or higher than 35 C during use.
- ④ To prevent damage, do not expose the device to direct sunlight or UV light for several hours.

## 3.Caution

- ④ This device is not washable. Never immerse the device in water and do not rinse it under the tap.
- ④ For hygienic reasons, the device should only be used by one person.
- ④ Use the device only at settings suitable for your skin type. Use at higher settings than those recommended can increase the risk of skin reactions and side effects.
- ④ The scattered light produced by the device is harmless to your eyes. Do not look at the flash while using the device. It is not necessary to wear goggles during use. Use the device in a well-lit room so that the light is less glaring to your eyes.
- ④ Never leave the device unattended when it is switched on. Always switch off the device after use.
- ④ Tanning with natural or artificial sunlight might influence the sensitivity and color of your skin.
- ④ Before you use Lux+, you should clean your skin and make sure it is hair-free, entirely dry and free from oily substances.
- ④ Do not treat the same skin area more than once during a session.
- ④ Lux+ should never be painful. If you experience discomfort, reduce the light intensity setting.

## Course of treatment

### 1. After 1st treatment (Week 0)

- After the first treatment, it can take 1 to 2 weeks for the hairs to fall out. In the first weeks following the initial treatments, you still see some hairs growing. These are likely to be hairs that were not in their growing phase during the first treatments.

### 2. After 2-3 treatments (Week 2 & Week 4)

- After 2-3 treatments, you should see a noticeable reduction in hair growth. However, to effectively treat all hairs, it is important to keep on treating according to the recommended treatment schedule.


### 3. After 4-5 treatments (Week 6 & Week 8)

- After 4-5 treatments, you should see a significant reduction of hair growth in the areas that you treated with Lux+. A reduction of hair density should be visible as well. Keep on treating with frequent touch-ups (every 4 weeks) to maintain the result.

## Before use

### 1. Get your skin ready


- Before you use your Lux+, you should pretreat your skin by removing hairs on the surface of your skin. This allows the light to be absorbed by the hair parts below the skin surface to ensure effective treatment. You can either shave, short-trim, epilate or wax. Do not use depilatory creams, as chemicals may cause skin reactions.



- If you choose to wax, please wait 24 hours before using Lux+ to let your skin rest. We recommend that you take a shower before the treatment to ensure that all possible residue of wax has been removed from your skin.

Pretreat the areas you intend to treat with Lux+.

Clean your skin and make sure it is hair-free, entirely dry and free from oily substances.



## 2.Skin test

- Check the skin tone table to see if your skin type allows usage of the device.


## 3.Hair test

- Check the hair color table to see if your hair color allows usage of the device.


# While use

## 1.Selecting the right intensity


Lux+ provides 8 different light intensities and advises you on the right setting you should use based on your skin tone. You will always be able to select the light intensity setting as you find comfortable.



- ① Press the on/off button to turn on the device.
- ② Press and hold the flash button to switch mode between auto and manual.



Auto



Manual

- ③ Press and hold the flash button and power button together for 1 second to switch function between hair removal to skin rejuvenation.

Note: There is one intensity level throughout for skin rejuvenation. The Lux+ has built-in memory function which will remember the function you selected from previous use. Press and hold both buttons for 1 second to change back to hair removal function.




- ④ For hair removal, select the desired light intensity setting. Please see the table below to set the light intensity setting. For skin rejuvenation use light intensity 1/2/3.

Skin Type	Skin Tone	Light intensity Setting
I	White: always sunburn, never tan.	7-8
II	Beige: easily sunburn, tan minimally.	7-8
III	Light brown: sunburn easily, tan slowly to light brown.	5-6
IV	Middle brown: rarely sunburn, tan easily.	3-4
V	Dark brown: rarely sunburn, tan very easily.	You cannot use the device
VI	Brownish black or darker: rarely or never sunburn, very dark tanning.	You cannot use the device


- ⑤ Lux+ should never be painful. If you experience discomfort, reduce the light intensity setting.

- Ⓢ After moving to another body area or recent tanning, perform a skin test to determine the right light intensity setting.


## 2. Handling the device




- ① Clean the light exit window before use



- ② Plug the power supply in the wall socket



- ③ Switch on the device and select the right light intensity for your skin tone




- ④ Place the device at a 90° angle on the skin so that the integrated safety system is in contact with your skin.

- ⑤ Press the device firmly onto your skin to ensure proper skin contact.

- ⑥ Press the flash button to release a flash. You will feel a warm sensation because of the flash.

- ⑦ Place the device on the next area to be treated. After each flash, it takes up to 1-3 seconds until the device is ready to flash again.

- ⑧ When you have finished the treatment, press and hold the on/off button for 2 seconds to switch off the device. Remove the adapter from the wall socket.



- The integrated safety system prevents unintentional flashing without skin contact.
- Press and hold the Press and hold the flash button to switch mode between auto and manual.


## 3. Recommended treatment schedule

- Initial phase

For the first 4 to 5 treatments, we advise you to use Lux+ once every two weeks to ensure that all hairs are treated.

## • Touch-up phase

After the initial treatment phase (4-5 treatments), we recommend touch-ups every 4 weeks, when you see hairs growing back. This is to maintain results and enjoy smooth skin for months.



## After use

### 1. After care

- After use, you can safely apply lotions, creams, deodorant, moisturizer or cosmetics to the treated areas. If you experience skin irritation or skin redness after treatment, wait until it disappears before applying any product to your skin. If you experience skin irritation after applying a product to your skin, wash it off with water.

### 2. Common reactions

- Your skin may show slight redness and/or may prickle, tingle or feel warm. This reaction is absolutely harmless and disappears quickly. Dry skin and itching may occur due to shaving or a combination of shaving and light treatment. You can cool the area with an ice pack or a wet face cloth. If dryness persists, you can apply a non-scented moisturizer on the treated area.

### 3. Rare side effects

- Burns, excessive redness (e.g. around hair follicles).
- Skin discoloration: this occurs very rarely.
- Epidermal heating.

## Cleansing and storage

- After use, switch off the device, unplug it and let it cool down.
- Moisten a soft cloth with a few drops of water and use it to clean the light exit window including the reflectors on the side.
- Store the device in a dust free and dry place at a temperature between  $-25^{\circ}\text{C}$  and  $75^{\circ}\text{C}$  , with a storage humidity up to 75%.

## Specifications

Mode Number	BV18-702	Net weight	209 g
Product name	Lux+	Rated frequency	50Hz-60Hz
Rated voltage	100V-240V	Rated Input current	1.0 A
Spectrum	>550 nm	Operating humidity	15%-75%
Pulse duration	0.9 +/- 0.2 ms	Operating Temperature	5 C - 35 C
Size	170mm * 70mm * 35 mm	Maximum optical energy	7.82 - 15.31 J

## Frequently asked question

**Q: When I place the device on the skin, why the device does not release a flash?**

A: Please make sure the device is at a 90 angle on the skin so that the integrate safety system is in contact with your skin.

**Q: Why the device produces a strange smell?**

A: Either the light exit window is dirty or your body hair was not completely shaved so the burned hair produce the strange smell.

**Q: Why my skin reaction after treatment lasts longer than usual?**

A: You may have used a light intensity setting that's too high for your skin type.

**Q: I don't see a significant results after the treatment?**

A: You may have used a light intensity setting that's too low for your skin type.  
Or You respond more slowly to IPL treatment.

**Q: Why the device/adaptor becomes warm during use?**

A: This is normal. The device produce large energy when it emits lighting which causes the device to warm up.

English

日本語

中文



**Lux+**

(ラックス・プラス)

ユーザーマニュアル



# 目次



製品説明.....	1
インテンス・パルス・ライト（超短パルス光-IPL）技術はどのように機能しますか？	
.....	2
1. 脱毛用.....	2
2. 肌の若返り術用.....	2
禁忌.....	3
1. 一般的な条件.....	3
2. 薬・治療歴.....	3
3. 疾患.....	4
4. 皮膚状態.....	4
5. 皮膚領域.....	4
注意事項.....	5
1. 警告.....	5
2. デバイスの保持.....	6
3. 留意.....	6
治療のコース.....	7
1. 1回目の治療（0週目）後.....	7
2. 2-3回目の治療（2週目と4週目）後.....	7
3. 4-5回目の治療（6週目と8週目）後.....	7
使用前.....	7
1. 肌を準備する.....	7
2. スキンテスト.....	8
3. 毛のテスト.....	8
使用中.....	8
1. 適切な光の強度の選択.....	8
2. デバイスの取り扱い.....	10
3. 推奨の治療スケジュール.....	10
初期段階.....	10
改良段階.....	10
使用后.....	11
1. アフターケア.....	11
2. 一般的な反応.....	11
3. まれな付随現象.....	11
クレンジングと保存.....	11
仕様.....	12
よくある質問.....	12

# 製品説明



HDディスプレイ


総合安全システム




光出口

フラッシュボタン

オン・オフボタン



通気孔




アダプタ


# インテンス・パルス・ライト（超短パルス光-IPL） 技術はどのように機能しますか？

## 1. 脱毛用

- IPL技術で、500nm～1200nmの波長の光の穏やかなパルスが皮膚に適用され、毛根に吸収されます。髪が暗いほど、光のパルスがよく吸収されます。



- Lux+高強度光パルスは毛包を自然に脱落させ、絹のような滑らかな肌を残します。



## 2. 肌の若返り術用


- Lux+高強度パルス光を肌に照射し、コラーゲンと弾性繊維の再生を促します。同時に、照射により引き起こされた熱光学効果は血管の機能を改善する効果がありますので、肌を柔らかくする効果としわを取る効果も備えています。




# 禁忌

## 1. 一般的な条件

- 観客は暗い皮膚がある場合は、絶対にデバイスを使用しないでください。自分の肌のタイプがデバイスの使用を許可しているかどうかを確認するために、下の肌の表をチェックしてください。



- 観客の毛の色が明るい色、灰色、赤色または白色の場合、Lux+は効果がありません。自分の毛の色がデバイスの使用を許可するかどうかを確認するために、下の毛の色の表を確認してください。



- 妊娠中または授乳中の場合は、絶対にデバイスを使用しないでください。
- 活発なインプラントがある場合は、絶対にデバイスを使用しないでください。

## 2. 薬・治療歴

- 以下のいずれかの薬を服用している場合は、絶対にデバイスを使用しないでください：

- ① 観客の肌がアルファ-ヒドロキシ酸 (AHA)、ベータヒドロキシ酸 (BHA)、局所イソトレチノインおよびアゼライン酸で現在治療されている、または最近1週間以内に治療されている場合。
- ② 観客が過去6ヶ月間にイソトレチノインのアクティンまたはロカクタンを使用した場合。この治療は肌を悲しみ、傷および刺激に敏感にする可能性があります。
- ③ 光増感剤や薬を服用している場合は、薬の添付文書を確認してください。光アレルギー反応、光毒性反応を引き起こす可能性がある、またはこの薬を服用するときに日光を避けなければならないことを述べる場合、絶対にデバイスを使用しないでください。
- ④ アスピリンの過剰使用を含む抗凝固薬を、各治療前に最低1週間の洗浄期間を許さない方法で服用する場合。

● 以下の場合には、絶対にデバイスを使用しないでください:

- ① 過去3ヶ月以内に放射線療法または化学療法を受けた場合。
- ② 熱に対する肌の感受性を低下させる鎮痛剤を使用している場合。
- ③ 免疫抑制薬治療を服用する場合。
- ④ 後の3週間に治療されるべき領域で手術を受けている場合。

### 3. 疾患

● 以下の場合には、絶対にデバイスを使用しないでください:

- ① 糖尿病やその他の全身性または代謝性疾患がある場合。
- ② 鬱血性心疾患がある場合。
- ③ 光線過敏症に関連する病気がある場合。
- ④ 結合組織系の障害の病歴がある場合。
- ⑤ 観客の肌が光に敏感で、発疹やアレルギー反応が発生しやすい場合。
- ⑥ 皮膚がんのような皮膚疾患がある場合、または治療が必要な地域に皮膚がんやその他の限局性がんの病歴がある場合。
- ⑦ 血管障害の病歴がある場合。
- ⑧ 出血性疾患がある場合。
- ⑨ 免疫抑制性疾患の病歴がある場合。

### 4. 皮膚状態

● 以下の場合には、絶対にデバイスを使用しないでください:

- ① 感染症、湿疹、火傷、毛包の炎症、開封裂傷、擦過傷、単純ヘルペス（寒い傷）、傷または病変および血腫が治療すべき領域にある場合。
- ② 刺激された肌（赤またはカット）、日焼けした、最近なめしたまたは偽日焼けした肌には使用しないでください。
- ③ 医師に相談することなく、以下の領域で使用しないでください: 痣、そばかす、大静脈、より暗い色素沈着領域、瘢痕および皮膚異常。使用することは皮膚関連疾患を同定することを潜在的に困難にする可能性がある火傷および肌の色の变化をもたらす場合があります。
- ④ 以下の領域では使用しないでください: 疣贅、入れ墨または恒久的なメイクアップ。

### 5. 皮膚領域

● 次の領域では絶対にデバイスを使用しないでください:

- ① 目の周りまたは眉の近く。

- ②唇、乳首、大白歯、陰唇、膣、肛門、鼻孔および耳の内側。
- ③男性は、すべてのひげ育成領域を含めて、顔や首または生殖器領域全体にデバイスを使用してはいけません。
- ④長持ちするデオドラントを使用する領域。
- ⑤シリコンインプラント、皮下注射ポート（例えば、インスリンディスペンサー）またはピアスのような人工物の上または近い領域。

△ デバイスを使用できるかどうかわからない場合は、医師に相談してください。

## 注意事項

### 1. 警告

- 以下の場合には、絶対にデバイスを使用しないでください：
  - ① デバイスとアダプタを乾燥した状態に保存してください。  
装置が破損している場合には、感電を防止するように、内部の部品に触れないでください。
  - ② 水と電気は危険な組み合わせです。濡れた環境では使用しないでください。
  - ③ この装置は、このデバイスは、身体的、感覚的または精神的能力が低下した人（子供を含む）による使用を目的としていません。彼らの安全の責任者が機器の使用に関する監督または指示を受ける場合を除きます。
  - ④ 子供は、デバイスで遊ぶことがないように監督する必要があります。
  - ⑤ このデバイスは、15歳未満の子供向けのものではありません。
  - ⑥ 使用する前に必ずデバイスを確認してください。デバイスまたはアダプターが損傷している場合は、使用しないでください。
  - ⑦ 光出口が破損している場合は、デバイスを使用しないでください。
  - ⑧ アダプタやコードを改造したり、切断したりしないでください。危険な状態をもたらす可能性があるからです。
  - ⑨ 暗い色の肌をしている場合は、より明るい領域の直後に暗い領域を扱うことに注意してください。
  - ⑩ 使用後に光出口が非常に高温になることがあります。光出口窓の内側が冷える前に触れないようにしてください。

## 2. デバイスの保持

- ① 装置の換気口からの空気の流れを妨げるものがないことを確認してください。
- ② 絶対に重度の衝撃を与えたり、デバイスを振り回したり落としたりしないでください。
- ③ 非常に寒い場所から非常に暖かい場所へ、またはその逆にデバイスを移動する場合は、約3時間待ってから使用してください。
- ④ デバイスをほこりのない乾燥した場所に保管してください。
- ⑤ 使用中に15° C以下または35° C以上の温度にデバイスをさらさないでください。
- ⑥ 損傷を防ぐために、デバイスを直射日光やUV光に数時間さらさないでください。

## 3. 留意

- ① このデバイスは洗濯できません。デバイスを水に浸したり、タップの下ですすいではいけません。
- ② 衛生上の理由から、デバイスは1人のみで使用する必要があります。
- ③ 自分のスキントypeに適した設定でのみデバイスを使用してください。推奨値より高い設定で使用すると、皮膚反応や副作用のリスクが高くなる可能性があります。
- ④ デバイスによって生成される散乱光は、使用者の目に無害です。デバイスの使用中はフラッシュを見ないでください。使用中にゴーグルを着用する必要はありません。出る光目にあたっていないように、明るい部屋でデバイスを使用してください。
- ⑤ 電源を入れたときにデバイスを放置しないでください。使用後は必ず装置の電源を切ってください。
- ⑥ 自然や人工の日差しでなめすと、皮膚の感受性や色に影響を与えることがあります。
- ⑦ Lux +を使用する前に、自分の肌をきれいにし、毛がなく、完全に乾燥していて、油状物質がないことを確認する必要があります。
- ⑧ 一回のセッションに同じ肌の領域を複数回処理しないでください。
- ⑨ Lux +は決して痛みを引き起こしません。不快感を感じたら、光度の設定を下げてください。

## 治療のコース

### 1. 1回目の治療（0週目）後

- 最初の治療後、毛が脱落するときまでに、1~2週間かかることがあります。最初の治療後の数週間で、まだ毛が成長していることを見えます。これらは、最初の治療中に成長期になかった毛である可能性が高いです。

### 2. 2-3回目の治療（2週目と4週目）後

- 2-3回目の治療後、毛の成長が著しく減少することを見えるはずですが、しかし、すべての毛髪を効果的に治療するためには、推奨される治療スケジュールに従って治療を続けることが重要です。


### 3. 4-5回目の治療（6週目と8週目）後

- 4-5回目の治療後、Lux+で治療した領域で髪の毛の成長が大幅に減少することを見えるはずですが、毛密度の低下も同様に目に見えるはずですが、結果を維持するため頻繁な改良（4週間ごと）で治療を続けます。

## 使用前

### 1. 肌を準備する

- お使いのLux+デバイスを使用する前に、肌の表面の体毛を除去することで、肌を前処理する必要があります。これにより、皮膚表面下の毛髪部分によって光が吸収され、効果的な治療が保証される。シェービング、ショートトリム、除毛またはワックスのいずれかを行うことができます。化学物質は皮膚反応を引き起こすことがあるから、脱毛剤クリームを使用しないでください。






- ワックスを選択する場合、肌は休ませるように、Lux+を使用する前に24時間お待ちください。ワックスの残留物がすべて皮膚から除去されていることを確認するために、治療前にシャワーを浴びることをおすすめします。

Lux+で治療する予定の領域を前処理します。

肌をきれいにし、毛がなく、完全に乾燥していて、油状物質がないことを確認してください。



## 2. スキンテスト

- 肌色表でスキントップがデバイスの使用を許可しているかどうか確認してください。


## 3. 毛のテスト

- 毛色表で毛のタイプがデバイスの使用を許可しているかどうか確認してください。


# 使用中

## 1. 適切な光の強度の選択


Lux+は、8つの異なる光強度を提供し、使用者の肌の色調に基づいて適切な設定を使用することをすすめます。快適な光強度設定を選択することができます。



- ① オン/オフボタンを押してデバイスをオンにします。  
 ② フラッシュボタンを押し続けると、モードが自動と手動の間で切り替わります。



自動



手動

- ③ フラッシュボタンと電源ボタンを同時に1秒間押し続けると、脱毛と肌の若返りの機能を切り替えることができます。

注：皮膚の若返りのために全体に1つの強度レベルがあります。  
 Lux+には、以前の使用から選択した機能を記憶する内蔵メモリ機能があります。両方のボタンを同時に1秒間押し続けると、脱毛機能に戻ります。




- ④ 脱毛のために、希望する光強度の設定を選択してください。光強度の設定について、以下の表を参照してください。皮膚の若返りのために光の強さ1/2/3を使用してください。

肌タイプ	肌の色合い	光度設定
I	白肌：常に日焼け、決してなめしない。	7-8
II	ベージュ色の肌：日焼けしやすく、なめしにくい	7-8
III	薄い茶色の肌：日焼けしやすい、ゆっくりと明るい褐色になめす。	5-6
IV	中度の茶色の肌：まれに日焼け、なめしやすい。	3-4
V	焦げ茶色の肌：まれに日焼け、非常になめしにくい。	デバイスを使用することはできません
VI	茶色がかった黒またはより暗い；まれにまたは決して日焼けしない、非常に暗くなめす。	デバイスを使用することはできません


- ⑤ Lux+は決して痛みを引き起こしません。不快感を感じたら、光度の設定を下げてください。

- ⑥ 他の身体部位または最近に日焼けした場合、スキンテストを行って、適切な光強度設定を決定する。


## 2. デバイスの取り扱い




① 使用前に光出口を清掃する



② 電源装置をコンセントに差し込む




③ デバイスをオンにして、肌の色調に適した光強度を選択してください



④ 統合された安全システムが皮膚に接触するように、デバイスを皮膚に90°の角度で置きます

- 皮膚に適切に接触するように、皮膚にしっかりと押し込みます。
- フラッシュボタンを押すとフラッシュが解除されます。フラッシュのために暖かい感覚を感じます。
- デバイスを次の治療領域に置きます。各フラッシュの後、デバイスが再び点滅する準備ができるまで1~3秒かかります。
- 治療を終えたら、オン/オフボタンを2秒間押し続けて、デバイスの電源を切ってください。コンセントからアダプタを取り外します。



- 統合された安全システムは、皮膚に接触することなく意図しないフラッシングを防止します。
- フラッシュボタンを押し続けると、モードが自動と手動の間で切り替わります。

## 3. 推奨の治療スケジュール

### ● 初期段階

最初の4~5回の治療では、すべての毛髪を確実に治療するために、2週間に1回、Lux+を使用することをお勧めします。

### ● 改良段階

初期段階(4~5回の治療)の後、4週間ごと、髪が戻ってくるのを見る時に改良段階をお勧めします。これは結果を維持し、何ヶ月も滑らかな肌を楽しむためです。

2週間に1回

1ヶ月に1回

必要なときに使用する



ステージ1：  
ゼロ週間



ステージ2：  
2週間



ステージ3：  
4週間



ステージ4：  
6週間

## 使用後

### 1.アフターケア

- 使用後は、ローション、クリーム、脱臭剤、モイスチャライザー、または化粧品を治療部位に安全に塗布できます。処置後に皮膚の刺激や皮膚の赤みが発生した場合は、消えるまで待ってから、皮膚製品を塗布してください。皮膚製品を塗布した後で、刺激を感じたら、水で洗い流してください。

### 2.一般的な反応

- 肌はわずかな赤みを示しているかもしれません。この反応は全く無害であり、迅速に消滅する。シェービングまたはシェービングと光線処理の組み合わせにより、乾燥した皮膚およびかゆみが生じることがあります。アイスパックや濡れた柔らかい布で肌を涼しくすることができます。乾燥が持続する場合は、治療部位に無臭の保湿剤を塗布することができます。

### 3.まれな付随現象

- やけど、過度の赤み（例えば、毛包の周り）。
- 皮膚の変色：これはごくまれに起こります。
- 表皮加熱。

## クレンジングと保存

- 使用後は、デバイスの電源を切り、電源プラグを抜いてから冷却してください。
- 柔らかい布を数滴の水で濡らし、側面の反射板を含む光出口をきれいにしてください。
- -25C ~ 75C の温度で、湿度が75%以下の埃のない乾燥した場所に保管してください。

## 仕様

モード番号	BV18-702	正味重量	209 グラム
商品名	Lux+ (ラックス・プラス)	定格周波数	50Hz-60Hz
定格電圧	100V-240V	定格入力電流	1.0 A
スペクトラム	>550 nm	動作湿度	15%-75%
パルス持続時間	0.9 +/- 0.2 ms	動作温度	5 C - 35 C
サイズ	170mm * 70mm * 35 mm	最大光エネルギー	782 - 15.31 J

## よくある質問

**問：肌にデバイスを置くと、なぜデバイスがフラッシュを解放しないのですか？**

答：統合された安全システムが肌に接触するように、デバイスが肌に対して調度90°の角度になっていることを確認してください。

**問：なぜデバイスが奇妙なおいを引き起こすのですか？**

答：光出口が汚れているか、体毛が完全に剃られていないので、焼けた髪の毛が変なおいをします。

**問：なぜ治療後、肌の反応がいつもよりも長く続きますか？**

答：肌のタイプにあまりにも高い光強度設定を使用している可能性があります。

**問：なぜ治療後に有意な結果は見られないのですか？**

答：肌のタイプにあまりにも低い光強度設定を使用している可能性があります。あるいは、IPL治療にもっとゆっくりと反応します。

**問：使用中にデバイス/アダプタが暖くなるのはなぜですか？**

答：正常のことです。デバイスは、照明を発するとき大きなエネルギーを生成するから、デバイスが暖くなります。

日本語

English

中文



# Lux+

用户手册

# 目 录


产品描述.....	1
强脉冲光 (IPL) 的工作原理.....	2
1、用于去除毛发.....	2
2、用于嫩肤.....	2
禁忌事项.....	3
1、一般条件.....	3
2、药物/历史.....	3
3、疾病.....	4
4、皮肤状况.....	4
5、部位.....	4
使用须知.....	5
1、警告.....	5
2、设备维护.....	5
3、警告.....	6
疗程.....	6
1、第1次使用后 (第0周).....	6
2、第2-3次使用后 (第2周和第4周).....	6
3、第4-5次使用后 (第6周和第8周).....	6
使用之前.....	7
1、为您的皮肤做好准备工作.....	7
2、皮肤测试.....	7
3、毛发测试.....	7
使用时.....	8
1、选择正确的强度.....	8
2、设备操作.....	9
3、建议的使用时间表.....	10
初始阶段.....	10
巩固阶段.....	10
使用后.....	11
1、用后护理.....	11
2、常见反应.....	11
3、罕见不良反应.....	11
清洗和存放.....	11
规格.....	11
常见问题.....	12

# 产品描述



高清显示屏

综合安全系统





光出口

闪光按钮

开/关按钮

通气孔




适配器




## 1. 用于去除毛发

- 利用强脉冲光技术，将波长在500nm-1200nm之间的平缓光脉冲应用到皮肤上，并被毛发根部吸收。毛发越黑，光脉冲吸收越好。



- Lux+高强度光脉冲会导致毛囊自然脱落，留下如丝般光滑的皮肤。



## 2. 用于嫩肤

- Lux+高强度光脉冲作用于皮肤，刺激胶原蛋白和弹性纤维再生。同时，光热效应可改善血管功能。从而达到嫩肤和祛皱的效果。




# 禁忌事项

## 1. 一般条件

- 如果您皮肤颜色较深，请勿使用本设备。对照下方肤色表，确认您的皮肤类型是否可以使用本设备。



- 如果您的毛发颜色为浅色、灰色、红色或白色，则使用Lux+无效。对照下方的毛发颜色表，确认您的毛发颜色是否可以使用本设备。



- 如果您在妊娠或哺乳期间，请勿使用本设备。
- 如果您的身体内有任何有源植入物，请勿使用本设备。

## 2. 药物/历史

- 如果您正服用以下所列任何药物，请勿使用本设备：
  - ① 如果您目前正在使用或者最近一周使用了阿尔法羟基酸（AHA）、 $\beta$ -羟基酸（BHA）、外用异维甲酸和阿兹拉克酸对您的皮肤进行治疗。
  - ② 如果您在过去的六个月里服用过任何形式的异维甲酸。这种治疗会使皮肤更容易撕裂、受伤和发生过敏反应。
  - ③ 如果您正在服用感光剂或药物，请查看您所服用药物的包装盒，如果该药物可能会引起感光过敏反应、感光毒性反应，或者您在服用该药物时必须避免阳光照射，则请勿使用本设备。
  - ④ 如果您服用抗凝药物，包括大量使用阿司匹林，在每次治疗前至少1周不允许冲洗。

## • 以下情况下请勿使用本设备：

- ① 如果您在过去的3个月里接受了放射治疗或化疗。
- ② 如果您正在服用止痛药，止痛药会降低皮肤对热的敏感度。
- ③ 如果您服用免疫抑制药物。
- ④ 如果您需要脱毛的部位在过去的三周内接受过手术。

### 3. 疾病

#### • 以下情况下请勿使用本设备：

- ① 如果您患有糖尿病或其他系统性或代谢性疾病。
- ② 如果您患有充血性心脏疾病
- ③ 如果您患有与光敏性有关的疾病。
- ④ 如果您有胶原蛋白紊乱病史。
- ⑤ 如果您的皮肤对光线敏感，容易产生皮疹或过敏反应。
- ⑥ 如果您患有皮肤病，比如皮肤癌，如果您曾有皮肤癌的病史或您需要脱毛的部位曾患过任何其他局部癌。
- ⑦ 如果您有血管紊乱的病史。
- ⑧ 如果您患有任何出血性疾病。
- ⑨ 如果您有免疫抑制性疾病的病史。

### 4. 皮肤状况

#### • 以下情况下请勿使用本设备

- ① 如果您需要脱毛的部位有感染、湿疹、烧伤、毛囊发炎、开放性撕裂、擦伤、单纯疱疹（唇疱疹）、伤口或病变，以及血肿。
- ② 刺激性（红肿或受伤）、晒伤、最近晒黑或喷雾美黑的皮肤，请勿使用本设备。
- ③ 在事先未咨询您的医生的情况下，以下部位请勿使用本设备：痣、雀斑、大静脉、深肤色部位、疤痕和皮肤异常部位。这些部位可能会出现皮肤灼伤和皮肤颜色变化，从而导致可能很难识别与皮肤有关的疾病。
- ④ 以下部位请勿使用本设备：疣、纹身、永久性化妆部位。

### 5. 部位

#### • 以下部位请勿使用本设备：

- ① 眼睛周围或眉毛附近。
- ② 嘴唇、乳头、乳晕、阴唇、阴道、肛门以及鼻孔和耳朵内部。
- ③ 男士不得在脸部和颈部使用本设备，包括所有长胡子的部位，以及整个生殖器部位。

- ④您使用长效除臭剂的部位。
- ⑤在具有人造物的部位或附近，如硅胶植入物、皮下注射口（例如胰岛素分配器）或穿孔。

△如果您不确定您是否可以使用本设备，请咨询您的医生。

## 使用须知

### 1. 警告

• 以下情况下请勿使用本设备：

①保持设备和适配器的干燥。

如果设备损坏，请勿接触任何内部部件以避免触电。

②水和电是危险组合，请勿在潮湿的环境中使用本设备。

③本设备不适合身体、感官或心理能力减弱的人群（包括儿童）使用，除非对其安全负责的人员对设备使用进行监督或指导。

④应监督儿童，防止儿童将本设备作为玩具。

⑤本设备不适用于15岁以下的儿童。

⑥使用之前请先检查设备。如果设备损坏，请勿使用本设备或适配器。

⑦如果光出口损坏，请勿使用本设备。

⑧请勿改装或切断适配器或电源线的任何部分，因为这会导致出现危险的情况。

⑨如果您某一部位的皮肤颜色较深，在处理完颜色较浅的部位后，请小心处理颜色较深的部位。

⑩使用后，光出口会变得非常热。在光出口冷却之前，请勿接触光出口的内部。

### 2. 设备维护

①确保设备通风孔的气流不会受到阻碍。

②请勿让设备受到严重冲击，或摇晃或摔落设备。

③如果您将本设备从一个非常寒冷的环境带到一个非常温暖的环境，或者反过来，请等待大约3个小时后再使用。

④请将设备存放在无尘和干燥处。

⑤使用过程中，请勿将设备暴露在低于15° C或高于35° C的温度下。

⑥为了防止损坏，请勿使设备受到阳光直射或紫外线照射数小时。

### 3.警告

- ① 本设备不可水洗。请勿将本设备浸入水中，或置于水龙头下冲洗。
- ② 出于卫生原因，本设备应仅供一人使用。
- ③ 只能在适合您皮肤类型的设置下使用本设备。在高于建议设置的情况下使用本设备可能会增加皮肤反应和副作用的风险。
- ④ 本设备产生的散射光对您的眼睛是无害的。在使用设备时请勿看闪光灯。在使用过程中无需佩戴护目镜。在光线充足的房间里使用本设备，这样光线不会过于刺眼。
- ⑤ 当设备打开时，请勿让设备处于无人照管的状态。使用后请始终让设备处于关闭状态。
- ⑥ 自然或人造阳光晒黑可能会影响您皮肤的敏感度和颜色。
- ⑦ 在使用Lux+之前，您应该清洁您的皮肤，确保皮肤无毛发、完全干燥且无油性物质。
- ⑧ 在一次使用中请勿在同一皮肤部位使用本设备超过一次。
- ⑨ 使用Lux+使应无痛感。如果您感到不适，请调低光照强度的设置。

## 疗程

### 1.第1次使用后（第0周）

- 在第一次使用后，毛发脱落需要1到2周的时间。首次使用后的最初几周，您仍然会看到一些毛发在生长。这些毛发可能是第一次使用期间不在生长阶段的毛发。

### 2.第2-3次使用后（第2周和第4周）


- 第2-3次使用后，您应该能看到毛发生长在明显减少。然而，要有效地去除所有的毛发，需按照建议的使用时间表持续使用。

### 3.第4-5次使用后（第6周和第8周）

- 第4-5次使用后，在使用Lux+去除毛发的部位，您应该能看到毛发生长显著减少。您还可以看到毛发密度明显降低。继续坚持使用（每4周一），维持毛发去除效果。

## 1.为您的皮肤做好准备工作


- 在使用Lux+之前，您应该去除皮肤表面的毛发。使得光线能够被皮肤表面下的毛发部分吸收，以确保去除的有效性。您可以通过刮、修剪、拔毛或打蜡来去除毛发。请勿使用脱毛膏，因为化学物质可能会引起皮肤反应。



- 如果你选择打蜡，请等待24小时后，让您的皮肤得到充分休息后再使用Lux+。我们建议您在使用前先洗个澡，以确保清洗掉您皮肤上可能残留的所有蜡。

预先处理您打算使用Lux+的部位。

清洁你的皮肤，确保皮肤上无毛发、完全干燥且不含油性物质。



## 2.皮肤测试


- 对照肤色表，确定您的皮肤类型是否可以使用本设备。

## 3.毛发测试

- 对照毛发颜色表，确定您的毛发颜色是否可以使用本设备。


## 1. 选择正确的强度

Lux+提供8种不同的光强度，建议您根据您的肤色选用正确的设置。您始终能够选择您觉得舒适的光强度设置。




① 按开关按钮打开设备。

② 长按闪光按钮，在自动和手动模式之间切换。




自动



手动

- ③ 同时长按闪光按钮和电源按钮1秒钟，在去除毛发和嫩肤功能之间切换。

注意：嫩肤过程有一个光强度水平。Lux+有内置记忆功能，会记住您上次使用时选择的功能。同时长按闪光按钮和电源按钮1秒钟，切回到去除毛发功能。




- ④ 在去除毛发功能中，选择所需的光强度设置。请查看下表，设置光强度。嫩肤时，选择光强度1/2/3。


皮肤类型	肤色	光强度设置
I	白色：总是晒伤，从不晒黑。	7-8
II	米黄色：容易晒伤，轻微晒黑。	7-8
III	浅棕色：容易晒伤，慢慢晒黑至浅棕色。	5-6
IV	棕色：很少晒伤，容易晒黑。	3-4
V	深棕色：很少晒伤，非常容易晒黑。	您不能使用本设备
VI	褐黑色或更深肤色：很少或不晒伤，晒得很黑。	您不能使用本设备

- ⑤ Lux+使用时应无痛感。如果您感到不适，请调低光照强度的设置。
- ⑥ 在转移到另一个身体部位或最近晒黑的部位使用之前，进行皮肤测试以确定合适的光强度设置。

## 2.设备操作



① 使用前清理光出口




② 将电源插在墙壁插座上





③ 打开设备，选择适合您肤色的光强度




④ 将设备垂直放在皮肤上，使得综合安全系统接触您的皮肤

⑤ 将设备紧紧地压在您的皮肤上，以确保充分的皮肤接触。

⑥ 按下闪光按钮，释放一道闪光。由于闪光，您会有温暖的感觉。

⑦ 将设备放在下一个部位。每次闪光后，需等待1-3秒，设备才能再次释放闪光。

⑧ 当您完成使用后，长按开关按钮2秒钟关闭设备。将适配器从墙壁插座上拔下来。



● 综合安全系统可防止无皮肤接触时意外释放闪光。

● 长按闪光按钮，在自动和手动模式之间切换。


### 3. 建议的使用时间表

#### • 初始阶段

对于初始4-5次使用，我们建议您每两周使用一次Lux+，以确保所有的毛发都能得到治疗。

#### • 巩固阶段

初始阶段（4-5次使用）后，如果您看见毛发重新长出来，我们建议您每4周使用一次。这是为了维持使用效果，使得您的皮肤连续数月光洁丝滑。



## 使用后

### 1. 用后护理

- 使用后，您可以放心地将乳液、面霜、除臭剂、保湿霜或化妆品涂在使用部位。如果使用后出现皮肤刺激或皮肤发红，请等待不适感消失后，再将任何此类产品涂抹在皮肤上。如果您在皮肤上涂抹了某种产品后感到皮肤刺激，请用清水冲洗干净。

### 2. 常见反应

- 您的皮肤可能会有轻微的红肿和/或可能会有刺痛或轻微发热的感觉。这种反应是绝对无害的，很快就会消失。由于剃毛或剃毛后光照，可能会出现皮肤干燥和瘙痒的症状。您可以用冰袋或湿面巾在不适部位进行冷敷。如果干燥感持续，您可以在该部位使用无香味的保湿霜。

### 3. 罕见不良反应

- 灼伤，过度发红（例如，毛囊周围）。
- 皮肤色素减退：这种情况很少发生。
- 表皮灼烧感。

## 清洗和存放

- 使用后，关闭设备，拔掉电源插头，让设备冷却。
- 用少量水打湿一块柔软的布，用来清洁光出口，包括侧面的反射镜。
- 将设备存放在无尘干燥处，温度在-25° C至75° C之间，存放湿度最高75%。

## 规格

型号	BV18-702	净重	209 g
产品名称	Lux+	额定频率	50Hz-60Hz
额定电压	100V-240V	额定输入电流	1.0 A
光谱	>550 nm	工作温度	15%-75%
脉冲持续时间	0.9 +/- 0.2 ms	操作温度	5 °C - 35 °C
大小	170mm * 70mm * 35 mm	最大光能量	7.82 - 15.31 J

## 常见问题

**问：当我把设备放在皮肤上时，为什么设备不释放闪光？**

答：请确保设备呈90°角放在皮肤上，使得综合安全系统与您的皮肤接触。

**问：为什么这个设备会有一种异味？**

答：要么是灯光出口未清洁干净，要么您的体毛没有完全剃除，燃烧的毛发会产生异味。

**问：为什么使用后我的皮肤反应持续时间比平时要长？**

答：您可能使用了高于您皮肤类型适用设置的光强度设置。

**问：为什么使用后我没有看到明显的效果？**

答：您可能使用了低于您皮肤类型适用设置的光强度设置。  
或者您对强脉冲光治疗的反应较慢。

**问：为什么设备/适配器在使用时会发热？**

答：这是正常现象。当设备发出的光线时会产生大量的热，从而使得设备发热。

# PRODUCT WARRANTY CARD

## Owner Warranty certificate

(Users save, show it to the maintenance point of repair)

Product name: \_\_\_\_\_

Model: \_\_\_\_\_

Place of origin: \_\_\_\_\_

Warranty period: \_\_\_\_\_

Invoice number: \_\_\_\_\_

Date of purchase: \_\_\_\_\_

---

## Maintenance records

Repair date: \_\_\_\_\_

Date of inspection: \_\_\_\_\_

Failure, maintenance, handling of: \_\_\_\_\_

Maintenance units: \_\_\_\_\_

Repair's signature: \_\_\_\_\_

### CERTIFICATE

Date of Manufacture \_\_\_\_\_

Inspection Result \_\_\_\_\_

Inspector No \_\_\_\_\_

